



Sistema Nominal de Información en Crónicas

Manual de instalación SICv3.0

Contenido

1. Introducción	3
1.1 Objetivos del Sistema	3
1.2 Objetivo del Manual	3
2. Requisitos del Sistema	3
3. Proceso de Instalación	4
3.1 Preparación de la Instalación	4
3.2 Instalación	4
4. Proceso de instalación en Windows Vista	9
4.1 Instalación	9
5. Proceso de desinstalación	11
5.1 Desinstalación	11

1. Introducción

El sistema SICv3.0 ha sido creado para permitir el registro de pacientes, llevar un control de consultas, generar reportes y sincronizar información a la nube, en este manual se abordara solo la instalación del mismo.

1.1 Objetivos del Sistema

- Registro de pacientes
- Registrar Consultas de primera vez y subsecuentes
- Generación de reportes
- Sincronización a la nube

1.2 Objetivo del Manual

El objetivo de este manual es exponer la manera en que el usuario deberá de llevar a cabo la instalación del sistema SICv3.0.

2. Requisitos del Sistema

El sistema normalmente trabaja con un equipo que tenga las siguientes características:

Hardware:

- Windows 7 o posterior
- Mínimo 2 GB en RAM

Software Instalado:

- Service Packs o Superior
- Net Framework 4 o Posterior

3. Proceso de Instalación


3.1 Preparación de la Instalación

El siguiente proceso de instalación abarca los siguientes sistemas operativos:

- Windows XP
- Windows 7
- Windows 8
- Windows 10

Si necesita instalar la plataforma SICv3.0 en Windows Vista, favor de dirigirse al punto **4 Proceso de instalación en Windows Vista**.

Cabe señalar que no será necesario crear un directorio, el programa lo colocará en una carpeta en el directorio específico.




Nombre	Fecha de modifica...	Tipo	Tamaño
DotNetFX40	07/12/2015 12:20 ...	Carpeta de archivos	
ReportViewer	07/12/2015 12:20 ...	Carpeta de archivos	
WindowsInstaller3_1	07/12/2015 12:20 ...	Carpeta de archivos	
WindowsInstaller4_5	07/12/2015 12:20 ...	Carpeta de archivos	
setup.exe	03/12/2015 05:31 ...	Aplicación	515 KB
SICv3.0.msi	03/12/2015 05:31 ...	Paquete de Windo...	18,823 KB

3.2 Instalación


- 1) Ejecute el programa de instalación haciendo doble clic sobre el archivo de instalación **Setup**.




2) Está por iniciar el proceso de instalación, dé clic en el botón **Siguiente**.



a. En caso de que la computadora donde se esté instalando el sistema le falten componentes de software aparecerá una pantalla como la siguiente, para continuar dé clic en el botón **Acepto** así como en las pantallas subsecuentes de los componentes.



- b. Mientras se instalan los componentes de software se mostrará una pantalla como la siguiente, con una barra de progreso que indica el porcentaje de instalación.




- 3) Aparecerá una pantalla que indicará la ruta donde se instalará el sistema y se mostrarán las siguientes opciones:


“Para todos los usuarios”. Esta opción nos permitirá que cualquier usuario registrado en la computadora tenga acceso a la plataforma SICv3.0

“Solo para este usuario”. Esta opción nos permitirá que solo el usuario que está instalando la aplicación tenga acceso a la plataforma SICv3.0


Por defecto aparecerá este último, a continuación de clic en el botón **Siguiente**.




4) Para confirmar la instalación, de clic en el botón **Siguiente**.



5) En caso de que el sistema necesite un **Control de cuentas de usuario**, dé clic en el botón **Sí** para continuar con la instalación.



6) Para concluir la instalación, de clic en el botón **Cerrar**.




7) Ahora ya podrá hacer uso del sistema SICv3.0, en el escritorio deberá aparecer un icono del programa como el siguiente.



8) También podrá encontrar el sistema desde el menú inicio:


Inicio -> SICv3.0 -> SICv3.0



4. Proceso de instalación en Windows Vista

4.1 Instalación

- 1) Ejecute el programa de instalación haciendo doble clic sobre el archivo de instalación **SICv3.0.msi**
- 2) Todo el proceso restante será igual al punto **3.2 Instalación**




- 3) Una vez concluido el proceso de instalación, no olvide ejecutar el archivo dotNetFx40_Full_x86_x64.exe que se encuentra en el siguiente directorio:


SETUP\DotNetFX40\dotNetFx40_Full_x86_x64.exe

Descargas > SETUP > DotNetFX40

Nombre	Fecha de modifica...	Tipo	Tamaño
dotNetFx40_Full_x86_x64.exe	18/03/2010 08:44 ...	Aplicación	49,268 KB
dotNetFx40LP_Full_x86_x64es.exe	22/04/2010 02:21 a...	Aplicación	6,759 KB



- 4) Una vez iniciado el proceso de instalación se cargarán los archivos necesarios para completar la instalación del framework.




- 5) Cuando finalice la instalación deberá entrar a la plataforma SICv3.0 dando doble clic en el icono que se encuentra en el escritorio.




5. Proceso de desinstalación

5.1 Desinstalación


1) Entrar al panel de control y seleccionar la opción **"Agregar o quitar programas"**.



2) Ubicar el programa **"SICv3.0"**, seleccionarlo y dar doble clic para continuar.



3) Confirmar el proceso de desinstalación.



- 4) Mientras se desinstala el programa, se mostrará una pantalla como la siguiente donde indica el progreso de la desinstalación.

